



ESTUFAS DE SECADO Y ESTERILIZACIÓN

2000
serie

Estufas de secado y esterilización "Conterm"

A CONVECCIÓN NATURAL.
TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA Y TERMÓMETRO ANALÓGICOS.
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE 40 °C HASTA 250 °C.
ESTABILIDAD: $\pm 0,5$ °C, A 100 °C. HOMOGENEIDAD: ± 1 °C, A 100 °C.

SEGURIDAD:

NORMA EN 61010. LIMITADOR FIJO DE SOBRECALENTAMIENTO INCORPORADO.
NORMA DIN 12880.2 (CLASE 2 Y 3.1) TERMOSTATO DE SEGURIDAD REGULABLE INCORPORADO.

CARACTERÍSTICAS, PANEL DE MANDOS, SEGURIDAD, NORMAS Y ACCESORIOS (ver págs. 180 y 181).



Modelos Conterm, códigos 2000208, 2000209 y 2000210.



Modelo Conterm tipo Poupinel, códigos 2000200 y 2000201.

EQUIPO ESTÁNDAR

2 bandejas y 4 guías.

MODELOS

Código	Capacidad litros	Alto / Ancho / Fondo (interior) cm			Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm			Alojamientos para guías bandeja	Consumo W	Peso Kg
2000208	19	30	25	25	50	60	44	5	640	27
2000209	36	40	30	30	60	65	49	7	950	35
2000200	52	33	47	33	53	82	52	5	1075	44
2000210	80	50	40	40	70	74	59	8	1230	54
2000201	150	50	60	50	70	95	68	8	2150	76




Gráfico de temperatura-tiempo.

A. Set a 250 °C: 1 h 30'.

B. Set a 180 °C: 1 h 12'.

C. Set a 100 °C: 1 h.

ACCESORIOS

Relación de complementos que a elección del usuario deberán instalarse en fábrica.



Código
2000002 Reloj desconectador de 0-120 minutos.
2000003 Reloj desconectador de 0-12 horas.



2000009 Programador horario de 24 horas para ciclo continuo con levas accionables cada 15 min. para conexión-desconexión.

REPUESTOS

Guías y bandejas.

Para estufa código

Para estufa código	2000208	2000209	2000200	2000210	2000201
Guías bandeja - 2 unidades	2000011	2000012	2000012	2000013	2000015
Bandejas	2000021	2000022	2000024	2000023	2000025

Para cada bandeja es necesario adaptar dos guías.